



AGULHAS PARA MICRODISSECÇÃO



AGULHAS PARA MICRODISSECÇÃO

Registro ANVISA 80455630023

Os Dissectores Traumec são produtos de precisão para microdissecção, podendo ser utilizados em todas as especialidades médicas e odontológicas cirúrgicas principalmente em cirurgias plásticas, cabeça e pescoço, buco maxilo, ortopedia, otorrinolaringologia etc.

A Agulha para Microdissecção Traumec trata-se de um dispositivo eletrocirúrgico monopolar com uma gama enorme de aplicação, sendo seu desenvolvimento pautado no que há de melhor em tecnologia para instrumentos de cortes, conferindo a este uma alta performance no que diz respeito a ações de cortes, dissecação e cautério de tecido mole. Dentre as suas aplicações podemos citar a Tonsilectomia e Blefaroplastia.



PONTAS

- Sua ponta é ultrafina e libera uma onda de calor provocada pelo gerador de eletrocirurgia, para uma incisão com corte preciso e específico.
- Possui um polímero de isolamento resistente à temperatura, prevenindo queimaduras acidentais e permitindo um acesso mais profundo sem lesionar os tecidos.
- O peso da mão do cirurgião é suficiente para a precisão do corte, não sendo necessária muita pressão no local.

INDICAÇÕES

As Agulhas para Microdissecção Traumec são muito úteis para procedimentos cirúrgicos que necessitem de:

- Corte;
- Dissecação;
- Cauterização (coagulação) de tecidos moles.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Menor sangramento durante a cirurgia;
- Menos inchaço, pois o trauma é menor;
- Cicatrização e recuperação favorecidas.

Agulhas para Microdissecção

Registro ANVISA 80455630023

Este dissector multiuso é usado em procedimentos:

- Abdominoplastia
- Blefaroplastia
- Abertura bicoronal
- Redução de mama
- Cantoplastia
- Lesões faciais
- FaceLift
- Corrugador
- Otoplastia
- Plastismotomia fechada
- Rinoplastia
- Remoção de cicatrizes
- Fissura labial
- Fenda palatina
- Incisões coronais
- Incisões trauma facial
- Cirurgia de mão
- Plástica pediátrica/Neuro
- Incisões Intraorais
- Cirurgia de pé
- Rizotomia
- Laminectomia
- Frenectomia labial
- Prótese/Endoprótese de joelho
- Prótese/Endoprótese de quadril
- Gengivectomia
- Enxerto palatal
- Incisão pré-auricular para ATM
- Redução submandibular
- Incisões na pele para enxerto
- Dissecção do pescoço
- Palatoplastia
- Incisão tímpano meatal



Dissector reto 52x3mm E

PA.02.03.0007



Dissector reto 62x3mm E

PA.02.03.0008



Dissector reto 84x3mm E

PA.02.03.0009

Alguns cirurgiões preferem os dissetores Traumecc com 6cm ou 8cm de comprimento. Somados aos procedimentos acima, estes dissetores podem ser utilizados também para Amigdalectomia.



Dissector reto 110x3mm E

PA.02.03.0010



Dissector reto 135x3mm E

PA.02.03.0011

Os dissetores longos estão disponíveis em 110mm e 135mm de comprimento (PA.02.03.0010 e PA.02.03.0011) e são populares nos procedimentos para colocação de implantes mamários.



Dissector reto 52x3 mm N

PA.02.03.0044

A Traumecc oferece também o modelo de dissector reto de ponta romba, utilizado principalmente para procedimentos que necessitem de cauterização.



Dissector 45° 60x3mm E

PA.02.03.0025

Para cirurgiões que preferem uma ponta em ângulo, a Traumecc oferece o modelo PA.02.03.0025, alcançando melhores resultados para procedimentos como Blefaroplastia e Cantoplastia.



Dissector reto 135x3mm N

PA.02.03.0048

Dissector alongado e fino é usado regularmente em procedimentos de artroscopia da ATM.



Dissector reto 108,5x45°x3mm N

PA.02.03.0057

Dissector alongado e fino com ponta levemente angulada é usado regularmente em procedimentos de artroscopia da ATM.


Agulhas para Microdissecção

Registro ANVISA 80455630023



Dissector em curva 45° 108x3mm E

PA.02.03.0037



Dissector em curva 45° 133x3mm E

PA.02.03.0038

Os dissectores alongados e angulados estão disponíveis em 108mm e 133mm de comprimento (PA.02.03.0037 e PA.02.03.0038). São utilizados em procedimento de otorrino.



PA.02.03.0006 Dissector reto 45x3mm E



PA.02.03.0017 Dissector reto 53,5x45°x3mm E



PA.02.03.0018 Dissector reto 63,5x45°x3mm E



PA.02.03.0020 Dissector reto 108,5x45°x3mm E



PA.02.03.0021 Dissector reto 133,5x45°x3mm E



PA.02.03.0024 Dissector 45° 50x3mm E



PA.02.03.0026 Dissector 45° 86x3mm E




PA.02.03.0027 Dissector 45° 112x3mm E



PA.02.03.0028 Dissector 45° 137x3mm E



PA.02.03.0033 Dissector curvo 106x3mm E



PA.02.03.0035 Dissector curvo 156x3mm E



+55 19 3522-1177

vendas@traumec.com.br | sac@traumec.com.br | export@traumec.com.br

traumec.com.br

De acordo com a legislação vigente aplicável, o uso deste produto deverá ocorrer sob responsabilidade de profissional habilitado. Imagens meramente ilustrativas.

