



**BOTÓN  
DE CIERRE  
CRANEAL**



# BOTÓN DE CIERRE CRANEAL

Registro ANVISA 80455630099

El **Botón de Cierre Craneal TRAUMEC** es un dispositivo implantable rápido y eficaz para la fijación estable de colgajos óseos en la calota craneal. Su uso acelera el procedimiento quirúrgico y facilita la recuperación postoperatoria. Disponible en seis tamaños, satisface diferentes necesidades de fijación de colgajos óseos.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Discos fabricados con titanio puro ASTM F67 y aleación de titanio ASTM F136;
- Diseño anatómico y perfil bajo, que minimiza el daño a los tejidos blandos y la palpabilidad;
- Disponible listo para usar, estéril por ETO (óxido de etileno);
- El control de apriete limitado por la rotura de la empuñadura garantiza un apriete seguro;
- Finalización sin uso de suturas.



### Botón de cierre craneal

PA.01.03.2506 Ø12mm


PA.01.03.2507 Ø14mm

PA.01.03.2508 Ø16mm

PA.01.03.2509 Ø18mm

PA.01.03.2510 Ø20mm

PA.01.03.2511 Ø22mm



+55 19 3522-1177

vendas@traumec.com.br | sac@traumec.com.br | export@traumec.com.br

[traumec.com.br](http://traumec.com.br)

De acuerdo con la legislación aplicable, el uso de este producto debe realizarse bajo la responsabilidad de un profesional cualificado. Imágenes con fines meramente ilustrativos.

