





DISTRATORES MANDIBULARES




DISTRATOR OSTEOGÊNICO EXTRAORAL

Registro ANVISA 80455630118 | 80455630119

Os **Distratores Externos Traumec** são indicados para alongamento ósseo, utilizados para correção de deficiências mandibulares assimétricas e hipoplasia mandibular. Os dispositivos são ancorados à mandíbula por pinos de fixação externa.


Distrator Osteogênico Extraoral Unidirecional



Distrator Mandibular Unidirecional Externo

Código	Modelo	"A"	"B"	"Curso"	Pino de Schanz
PA.02.32.0001	P	3,5mm	35,5mm	32mm	Ø1,5
PA.02.32.0002	M	3,5mm	45,5mm	42mm	Ø2,0
PA.02.32.0003	G	3,5mm	55,5mm	52mm	Ø2,0


Distrator Osteogênico Extraoral Bidirecional



Distrator Mandibular Bidirecional Externo

Código	Modelo	"A1"	"A2"	"Curso A"	"B1"	"B2"	"Curso B"	Pino de Schanz
PA.02.32.0004	P	7,5mm	49,5mm	42mm	9,5mm	51,5mm	42mm	Ø2,0
PA.02.32.0005	M	7,5mm	49,5mm	42mm	9,5mm	61,5mm	52mm	Ø2,0
PA.02.32.0006	G	7,5mm	49,5mm	42mm	9,5mm	71,5mm	62mm	Ø2,0

Instrumental



SA.02.11.0095

Chave para Distrator Mandibular Externo



+55 19 3522-1177

vendas@traumec.com.br | sac@traumec.com.br | export@traumec.com.br

traumec.com.br

De acordo com a legislação vigente aplicável, o uso deste produto deverá ocorrer sob responsabilidade de profissional habilitado. Imagens meramente ilustrativas.