




PINÇAS BIPOLARES SAFE-LINE

ACELERA O DESEMPENHO
PROPORCIONANDO
VERSATILIDADE



- ANTIADERENTE
- PRECISA

PINÇAS BIPOLARES SAFE-LINE

Registro ANVISA: 80455630117

Nossas Pinças foram desenvolvidas para exercer a função de coagulação, dissecação de corte ou de fulguração eletrocirúrgica.

Fabricadas em diversos tamanhos para atender as mais diversas especialidades cirúrgicas.

TECNOLOGIA ANTIADERENTE

Extremidades altamente polidas e revestidas em filme de ouro.










Guia bloqueador

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Tecnologia antiaderente: melhora o desempenho;
- Descartável: garante o alinhamento preciso das extremidades com alto desempenho de coagulação;
- Design baioneta: facilita visualização do campo operacional;
- Força de mola: proporciona ótimo controle e resposta tátil;
- Guia bloqueador: garante o encosto perfeito entre as extremidades, evitando o cruzamento das pontas;
- Cabo: leve e flexível.

Pinças Bipolares Descartáveis Antiaderentes Safe-Line

						
180mm	PA.02.25.1850	PA.02.25.1851	PA.02.25.1852	PA.02.25.1853	PA.02.25.1854	PA.02.25.1855
200mm	PA.02.25.2050	PA.02.25.2051	PA.02.25.2052	PA.02.25.2053	PA.02.25.2054	PA.02.25.2055
220mm	PA.02.25.2250	PA.02.25.2251	PA.02.25.2252	PA.02.25.2253	PA.02.25.2254	PA.02.25.2255
240mm	PA.02.25.2450	PA.02.25.2451	PA.02.25.2452	PA.02.25.2453	PA.02.25.2454	PA.02.25.2455





+55 19 3522-1177

vendas@traumec.com.br | sac@traumec.com.br | export@traumec.com.br

traumec.com.br

De acordo com a legislação vigente aplicável, o uso deste produto deverá ocorrer sob responsabilidade de profissional habilitado. Imagens meramente ilustrativas.