




A REVOLUÇÃO
DAS INCISÕES

**ELETRODOS
THIN CUT**




ELETRODOS THIN CUT

Registro Anvisa 80455630116

Os Eletrodos Thin Cut TRAUMEC foram desenvolvidos para revolucionar as incisões feitas através de corrente elétrica com radiofrequência. Sua ponta ultrafina ativa de 300 microns em combinação com a radiofrequência possibilita cortes mais finos e precisos, executando as funções de corte, coagulação e *blend* em temperaturas menores. Indicado para procedimentos bucomaxilofaciais e para diversas especialidades cirúrgicas: dermatológica, ginecológica, cardíaca, plástica, ocular, ortopédica, urológica e gerais.

As indicações básicas, mas não limitantes, para o uso do Eletrodo Thin Cut são os tratamentos de lesões benignas, malignas e procedimentos como: amigdalectomia e blefaroplastia.

- Menos edema;
- Maior precisão;
- Melhor cicatrização;
- Menor agressão ao tecido;
- Menor sangramento.



PA.02.03.4300

Eletrodo Thin Cut Reto 52x3mm

PA.02.03.4301

Eletrodo Thin Cut Reto 62x3mm

PA.02.03.4302

Eletrodo Thin Cut Reto 110x3mm

PA.02.03.4303

Eletrodo Thin Cut Em Curva 45°x108x3mm

PA.02.03.4304

Eletrodo Thin Cut Reto 50,5x45°x3mm

PA.02.03.4305

Eletrodo Thin Cut Reto 63,5x45°x3mm

PA.02.03.4306

Eletrodo Thin Cut Reto 82,5x45°x3mm

PA.02.03.4307

Eletrodo Thin Cut Reto 184,5x45°x3mm

PA.02.03.4308

Eletrodo Thin Cut Reto ATM 135x3mm

PA.02.03.4309

Eletrodo Thin Cut Reto ATM 133,5x45°x3mm

PA.02.03.4310

Eletrodo Thin Cut Ponta Esférica ATM
135x3mm

Compatível com canetas eletro cirúrgicas de engate diâmetro 2,4 mm | Fabricado em Aço inoxidável e Tungstênio e revestido em Teflon (altamente resistente à temperatura) | Uso único | Produto estéril - ETO | Validade - 05 anos | Proibido reprocessar.



+55 19 3522-1177

ventas@traumec.com.br | sac@traumec.com.br | export@traumec.com.br

traumec.com.br

De acordo com a legislação vigente aplicável, o uso deste produto deverá ocorrer sob responsabilidade de profissional habilitado. Imagens meramente ilustrativas.

